

Drill stop control

Frese con stop per la preparazione del sito implantare

Il sistema DSC offre il controllo completo della profondità del sito implantare, anche in zone particolarmente rischiose, grazie ad una serie di stop rimuovibili. Il set include quattro frese pilota con diametri crescenti, disegnate appositamente per essere usate con gli stop forniti. Gli stop consentono all'utilizzatore la preparazione controllata del sito implantare, permettendo il fresaggio da 10 a 15 mm., specialmente in condizioni anatomiche particolarmente critiche.



TDS15-020 TDS15-028 TDS15-035 TDS15-042



BDS00

Colpo d'occhio

- confort e massima sicurezza nell'utilizzo, dopo aver verificato ai raggi l'osso residuo
- frese di vario diametro che consentono la preparazione ottimale del sito implantare
- capacità di taglio altamente performante
- facile rimozione dei trucioli d'osso
- frese pilota con markings di profondità
- 6 differenti stop con incisioni al laser, per un utilizzo sicuro
- elevata durata nel tempo degli strumenti

Drill-Stop-Control

	Figura	Gambo	Grandezza	Giri max.	Conf. da
	BDS00	-	-	-	1
	TDS15	W204	020	800rpm	1
	TDS15	W204	028	600rpm	1
	TDS15	W204	035	500rpm	1
	TDS15	W204	042	400rpm	1
	CL031	-	15mm¹	-	1
	CL032	-	14mm¹	-	1
	CL033	-	13mm¹	-	1
	CL034	-	12mm¹	-	1
	CL035	-	11mm¹	-	1
	CL036	-	10mm¹	-	1

¹Profondità di fresaggio

CE 0044

Rilat&C

Via Tarino nr. 6 - 10124 Torino

Tel.: 011.8391389 - Fax: 011.8390153

Web: www.rilat.it - Email: info@rilat.it

Dealer:
