

LUSTER[®] Kit per Zirconio

Kit di lucidatura CAD/CAM per zirconio.

Gli strumenti di questi set LUSTER[®] sono stati sviluppati specificamente per i lavori su ceramica allo zirconio. Utilizzando questi strumenti speciali si otterrà il massimo risultato di brillantatura delle corone.



LUS85

Kit per finitura e brillantatura da laboratorio (LUS85)

Questo kit con strumenti per abrasione e lucidatura (forme coniche, ruotine e fiamme) è ideale per i restauri con CAD/CAM e per la lavorazione specifica di blocchi di zirconio come per esempio le corone BruxZir[®]. Gli strumenti sono anche ideali per la correzione di difetti della ceramica. Il risultato garantito è una brillantatura eccezionale. Tutti gli strumenti sono per utilizzo con manipolo dritto (HP).



LUS91

Kit da rifinitura intraorale da studio (LUS91)

Questo kit consiste di tre strumenti diamantati specificamente sviluppati per lo zirconio e due coppie di gommini diamantati (coppetta e fiamma appuntita) per la prelucidatura e brillantatura finale delle ceramiche in zirconio. Gli strumenti sono per uso intraorale, dopo il posizionamento delle corone al paziente. Gli strumenti hanno gambo FG o RA.








Novità!









Rilat&C

www.rilat.it
email:info@rilat.it

Meisinger
125
YEARS

LUSTER® Kit per Zirconio

	Figura		Grand.	Grana	Giri raccomand./max.	Conf. da	
	LUS85	Luster®-Kit per zirconio	-	-		1	
	9736-HP	Pre-Abrasione	150	grossa	8.000-12.000/ 25.000 rpm	2	
	Z652R-HP	Abrasione	035	media	10.000-15.000/ 30.000 rpm	2	
	DCA04-HP	Levigatura e Pre-Lucidatura	040	media	7.000-12.000/ 20.000 rpm	2	
	DCA06	Levigatura e Pre-Lucidatura	170	media	7.000-12.000/ 20.000 rpm	1	
	DCA10-HP	Brillantatura	040	fine	7.000-12.000/ 20.000 rpm	2	
	DCA12	Brillantatura	170	fine	7.000-12.000/ 20.000 rpm	1	

	LUS91	Luster®-Kit per zirconio	-	-	-	1	
	Z801-FG	Diamantata per zirconio	010	media	160.000 / 300.000-350.000 rpm	5	
	Z850-FG	Diamantata per zirconio	018	media	160.000 / 300.000-350.000 rpm	5	
	Z833-FG	Diamantata per zirconio	023	media	160.000 / 300.000-350.000 rpm	5	
	DCA04-RA	Levigatura e Pre-Lucidatura	040	media	7.000 - 12.000/ 20.000 rpm	2	
	DCVA13-RA	Levigatura e Pre-Lucidatura	060	media	7.000 - 12.000/ 20.000 rpm	2	
	DCA10-RA	Brillantatura	040	fine	7.000 - 12.000/ 20.000 rpm	2	
	DCA14-RA	Brillantatura	060	fine	7.000 - 12.000/ 20.000 rpm	2	

Rilat&C

Via Tarino nr. 6 - 10124 Torino
Tel.: 011.8391389 - Fax: 011.8390153
Web: www.rilat.it - Email: info@rilat.it

Dealer:
